



HPM[®] FÜR DIE HYGIENE



HPM® für die Hygiene

HPM® – die intelligente Digitalisierungslösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Hygiene, Pflege, Medizintechnik, Reinigung/Aufbereitung und Controlling.

REAL TIME LOCATION SYSTEM
+ HYGIENISCHER STATUS
+ TECHNISCHER STATUS
VON MEDIZINPRODUKTEN

HPM® für die Hygiene

HPM® verbessert Hygieneprozesse. Durch eine eindeutige digitale Kennzeichnung der jeweiligen Kontamination der Medizinprodukte wird größtmöglicher Arbeitsschutz sowie eine auf die Kontamination angepasste Aufbereitung ermöglicht. Der „Produkte-Finder“ führt die Mitarbeiter zielsicher zu jedem Medizinprodukt, das gereinigt, desinfiziert oder gewartet werden muss.

Auf Basis der Stellplatz-genauen Lokalisierung der Medizinprodukte in HPM® ist die Zuordnung zu den mit ihnen in Kontakt stehenden Patienten – auch noch nach deren Entlassung – möglich.

Nach Ansicht von Hygienikern lassen sich durch solche Maßnahmen Infektketten wirksam unterbrechen und damit menschliches Leid und die beträchtlichen Folgekosten für nosokomiale Infektionen reduzieren.



Transparenz

Volle Kontrolle. Mit HPM® erhalten Sie immer den Status und die Nutzungsdauer Ihrer Medizinprodukte in Echtzeit.



Arbeitssicherheit

Fakt statt Vermutung. Maximieren Sie die Sicherheit Ihres Personals, indem Sie den hygienischen Status Ihrer Medizinprodukte transparent machen.



Dokumentation der Aufbereitung

Einfach und digital. Mit HPM® erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation der einzelnen Aufbereitungsschritte.



Hygienestatus

Safety first. Zuweisung des Hygienestatus des Patienten zum zugehörigen Bett und / oder anderen Medizinprodukten.



Digitale Keimzuweisung

Zuverlässig informiert. Keime erscheinen in Echtzeit für alle sichtbar im System und werden per Push-Nachricht an die Hygieneverantwortlichen gemeldet.



Permanente Schulung

HPM® macht Schule. Durch Angabe einer auf die Kontamination zugeschnittene Aufbereitungsanleitung wird das Personal permanent geschult.